

Bouton SOS interne avec alarme



Installation

Placez 2 piles AAA dans l'alarme. Remettez doucement le couvercle en place.

Allumez l'alarme, vous pouvez tester en appuyant sur le bouton SOS. Vous entendrez maintenant immédiatement le son et le volume actuellement réglés.

Son et volume

Vous pouvez choisir un niveau de volume et un niveau sonore différents en appuyant sur les boutons (avec un objet pointu) sous le crochet.

Vous pouvez retirer le crochet en le faisant glisser doucement vers le bas.

Lier des boutons supplémentaires

Vous pouvez définir une sonnerie distincte pour chaque bouton à ajouter séparément.

- Sélectionnez la sonnerie du bouton
- Appuyez sur le bouton de réglage du volume à l'arrière avec un objet pointu pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son et que la LED à l'avant s'allume.
- Appuyez maintenant sur le bouton pour ajouter.

Pour chaque bouton supplémentaire à lier, vous devez effectuer les points ci-dessus de 1 à 3.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48